

<b>Filmverarbeitung</b>	<b>digitaler Folienscanner</b>	<b>Direktradiografie</b>
Entwicklungsmaschine einschalten	Anlage einschalten	Anlage einschalten
Chemie ansetzen		
Entsorgungskannister wechseln		
Der Röntgenauftrag wird in der Karte erfasst	Der Röntgenauftrag wird im Arztzimmer in der Patientenkarte erfasst der Röntgenauftrag ist zeitgleich im Röntgen	Der Röntgenauftrag wird im Arztzimmer in der Patientenkarte erfasst der Röntgenauftrag ist zeitgleich im Röntgen
die Karte wird zum Röntgen getragen		
Kassette nehmen und am Röntgengerät positionieren	Kassette nehmen und am Röntgengerät positionieren	
Patienten organbezogen positionieren	Patienten organbezogen positionieren	Patienten organbezogen positionieren. Organbezogene Einstellungen am Generator liegen vor
Organbezogene Einstellungen am Generator wählen	Organbezogene Einstellungen am Generator wählen	
Atemkommando geben und Strahlung auslösen	Atemkommando geben und Strahlung auslösen	Atemkommando geben und Strahlung auslösen
zum Röntgengerät gehen,Kassette entnehmen in die Dunkelkammer gehen, die Kassette öffnen, den Film entnehmen	zum Röntgengerät gehen,Kassette entnehmen Kassette im Folienscanner auslesen	
den Film beschriften ( Scribor)	im elektr.Röntgenjournal sind bereits alle Angaben erfasst	im elektr.Röntgenjournal sind bereits alle Angaben erfasst
den Film in die Entwicklungsmaschine einführen		
neuen Film in die Kassette einlegen		
Aufnahmeparameter erfassen und schriftlich im Röntgenbuch dokumentieren		
Nach 2min.ist die Aufnahme entwickelt		
Das Bild mit der Patientenkarte in das Arztzimmer bringen	Auftrag senden	Auftrag senden
Zum Archiv gehen und Vergleichsaufnahmen herausuchen		
diese ins Arztzimmer bringen	Der Arzt kann aus der elektr.Patientenkarte die Bilder des Patienten aufrufen inkl. Voraufnahmen	Der Arzt kann aus der elektr.Patientenkarte die Bilder des Patienten aufrufen inkl. Voraufnahmen